


Cauteasy

Elettrocauterio ad alta temperatura
High temperature Electrocautery



È un sistema autoalimentato monouso sterile con batteria bipolare.
La punta fine permette la cauterizzazione precisa ed efficace di vasi molto piccoli.
Raggiunge la temperatura massima di 1200° C (2200°F) e ha una durata da 20 a 30 minuti.

It is a sterile self-powered disposable device with a bipolar battery.
The fine tip allows the accurate and effective cauterization of small vessels.
The electrocautery reaches a maximum working temperature of 1200°C (2200°F) and has a working life from 20 to 30 minutes.

| Cod. | Descrizione / Description | Pz/Scatola - Pcs/Box |
|------------------|---|----------------------|
| F7277 sterile | Lunghezza totale 27 cm Total lenght 27 cm Lunghezza punta 12,5 cm Tip lenght 12.5 cm | 10 pz./pcs. |

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE marked

